

4DryField® PH

PROVIDES HEMOSTASIS - PREVENTS ADHESIONS

ENKEL

Klar til bruk, Enkel, sikker og effektiv forhindring av adheranser og umiddelbar hemostase.

Ingen spesielle lagringsforhold.

Enkel og rask laparoskopisk påføring med 4DFLap™

Trygg

Rent plantebasert

- Ingen komponenter fra mennesker eller dyr
- Ingen risiko for sykdomsoverføring
- **Utmerket toleranse**¹
- Ikke cytotoxisk
- Opptil 1 g/kg kroppsvekt tolereres godt
- Forbedrer ikke levedyktigheten til tumorceller
- Fremmer restitusjon

Fri for pyrogener

Resorbert innen 7 dager

Også egnet for pediatri

EFFEKTIV

Umiddelbar hemostase 3-13

Svært effektiv adhesjonsforebygging⁷⁻²²

1 g 4DryField® PH er nok til ~25 cm²

Ytterligere fordeler


- ▶ ingen tilbakevendende tynntarmsobstruksjoner
- ▶ kortere reintervensjoner 20
- ▶ færre hematomer 6
- ▶ færre lymfoceller 4
- ▶ Kan redusere diatermi bruk 11-12
- ▶ Kan øke fruktbarheten 22



4DryField® PH

Varenummer	Innhold
4-SK0001-EU	5 x 1 g
4-SK0003-EU	3 x 3 g
4-SK0005-EU	3 x 5 g
4-SK0009-EU	3 x 9 g

4DFLap™ applicator



For laparoskopiske prosedyrer
Ergonomisk håndstykke
Fleksibel innerslange med minneeffekt
Passer til nåværende trokarer fra 5mm

Varenummer	Innhold
4-LA0014-EU	14 cm
4-LA0038-EU	38 cm



4DryField® PH og 4DFLap™ skal ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller direkte lysbestråling. Oppbevares under normale oppbevaringsforhold på sykehus.

www.medero.no

ordre@medero.no

For mer informasjon

www.planttec-medical.de

medero

1. Poehnert et al. 2015 J Biomater Appl, 2. Bioserv 2016 Study Report, 3. Hanke et al. 2011 ASA Meeting, 4. Karsch et al. 2016 Adv Urol, 5. Sieg et al. 2017 ARC J Anesthesiol, 6. Lucas et al. 2021 BMC Musculoskel Dis, 7. Korell 2014 Surgical Science, 8. Korell et al. 2016 Biomed Res Int, 9. Poehnert et al. 2015 Eur Surg Res, 10. Ziegler et al. 2016 J Med Case Rep, 11. Watrowski 2020 J Obstet Gynaecol, 12. Torres-de la Roche et al. 2020 Arch Gynecol Obstet, 13. Ziegler & De Wilde 2021 J Obstet Gynaecol, 14. Poehnert et al. 2016 Int J Med Sci, 15. Winny et al. 2016 Am J Transl Res, 16. Winny et al. 2016 Int J Med Sci, 17. Blumhardt et al. 2018 Case Rep Surg, 18. Ahmad & Crescenti 2019 Surg J, 19. Poehnert et al. 2019 Int J Med Sci, 20. Cesnjevar 2020 Study Report, 21. Krämer et al. 2021a Langenbecks Arch Surg, 22. Krämer et al. 2021b Facts Views Vis ObGyn

