



*Fordi hver pasient fortjener
best mulig behandling:*

www.biocompression.com

lintermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) terapienheter for lymfødem, lipødem og kronisk venøs insuffisiens (CVI)



SC-2004-DL

- 4 chamber compression therapy
- Unilateral or bilateral capability
- Adjustable pressure between 10 mmHg and 120 mmHg
- Adjustable cycle time between 60 and 120 seconds
- Built in countdown timer or continuous mode
- Focus Therapy • Pause Button • Compliance Meter



SC-2008-DL

- 8 chamber compression therapy
- Unilateral or bilateral capability
- Adjustable pressure between 10 mmHg and 120 mmHg
- Adjustable cycle time between 60 and 120 seconds
- Built in countdown timer or continuous mode
- Focus Therapy • Pause Button • Compliance Meter



SC-4008-DL

- 8 chamber compression therapy
- Unilateral or bilateral capability
- Touch Screen LCD
- Adjustable pressure between 10 mmHg and 120 mmHg in all chambers
- Adjustable cycle time between 60 and 120 seconds
- Built in countdown timer or continuous mode
- Focus Therapy • Pause Button • Compliance Meter



0123

- 3 Year Warranty on all pumps
- Contraindications apply

Bio Compression Systems' Plagg

Størst utvalg av plagg, som arm, med og uten skulder, vest, ben, ben som er justerbare, plagg for de som har amputert, plagg i faste størrelser med ulik lengde og omkrets. Eller skreddersydd etter mål.

Laget av høykvalitets nylon som kan desinfiseres.



4 Chamber Arm



8 Chamber Arm



8 Chamber Arm & Shoulder



4 Chamber Arm & Shoulder



8 Chamber Elite Bio Vest



16 Chamber Elite Bilateral Bio Vest



4 Chamber Leg



8 Chamber Leg



8 Chamber Adjustable Leg



4 Chamber Custom Leg



8 Chamber Bio Abdominal



16 Chamber Bio Pants



Bio Compression Systems
120 West Commercial Avenue
Moonachie, NJ 07074, USA

Phone: 201-939-0716/ Fax: 201-939-4503
email: biosystems@biocompression.com
www.biocompression.com



Bio Compression har vært den ledende produsenten av pneumatiske kompresjonsterapiapparater i over 40 år. Alle pumpene våre er lette og brukervennlige med en ikke-peristaltisk handling som etterligner kroppens egen naturlige funksjon. Denne handlingen bidrar til å øke sirkulasjonen og redusere ødem for å håndtere symptomer og forbedre pasientens livskvalitet.

Basert i Moonachie, New Jersey – vårt produksjonsanlegg er fokusert på kvalitetsprodukter, med det største utvalget av typer og størrelser på ermer og den lengste garantien i bransjen.

Intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC) er mye brukt for behandling av lymfødem, lipødem, kronisk venøs insuffisiens (CVI), sårheling, DVT-profylakse og mange andre sirkulasjonsforstyrrelser. Det anses som trygt og effektivt og er inkludert i nasjonale og internasjonale retningslinjer for behandling av indikasjonene ovenfor.

Med utallige kliniske studier for å bevise effektiviteten til produktene våre, er det ikke rart at pasienter fra hele verden bruker Bio Compression-enheter for å behandle sine lymfatiske og sirkulasjonssykdommer. Vi er stolte av å hjelpe deg.

medero

Kontakt oss på epost:

ordre@medero.no

Bio Compression Systems
120 West Commercial Avenue
Moonachie, NJ 07074, USA

Phone: 201-939-0716/ Fax: 201-939-4503
email: biosystems@biocompression.com
www.biocompression.com